


יש הרבה משאבות

OMNIPOD[®] 5

יש רק אחת



תמונת המסך היא להמחשה בלבד.
ה-Pod מוצג ללא המדבקה
הנדרשת להצמדתו.



GEFFEN MEDICAL
גפן מדיקל

omnipod[®]
automated insulin
delivery system
5

OMNIPOD® 5 SIMPLIFY LIFE®

Pod-עמיד במים עם דירוג IP28, עד עומק של 7.6 מטרים, למשך 60 דקות. הבקר אינו עמיד במים.



סרקו לקבלת מידע נוסף
omnipod.co.il-b



GEFFEN MEDICAL
גפן מדיקל

שירות לקוחות של
חברת גפן מדיקל:
03-6900300

1. מחקר שנערך בקרב 240 מטופלים עם סוכרת מסוג 1 בגילים 6 עד 70, וכלל שבועיים של טיפול מקובל לסוכרת ואחרים שלושה חודשי שימוש ב-Omnipod 5-במצב אוטומטי. משך הזמן הממוצע במהלך הלילה (06:00-00:00) עם רמות סוכר גבוהות בדם במבוגרים/מתבגרים וילדים בטיפול מקובל לעומת Omnipod 5 = 20.7%; 42.2% לעומת 20.7%. משך הזמן הממוצע במהלך היום (00:00-06:00) עם רמות סוכר גבוהות בדם במבוגרים/מתבגרים וילדים בטיפול מקובל לעומת Omnipod 5 = 32.6% לעומת 26.1%; 46.4% לעומת 33.4%. משך הזמן החציוני במהלך הלילה (00:00-06:00) עם רמות סוכר נמוכות בדם במבוגרים/מתבגרים וילדים בטיפול מקובל לעומת Omnipod 5 = 2.07% לעומת 0.82%; 0.78% לעומת 0.78%. משך הזמן החציוני במהלך היום (06:00-00:00) עם רמות סוכר נמוכות בדם במבוגרים/מתבגרים וילדים בטיפול מקובל לעומת Omnipod 5 = 1.91% לעומת 1.08%; 1.17% לעומת 1.62%.
Brown et al. Diabetes Care (2021)

2. מחקר שנערך בקרב 80 מטופלים עם סוכרת מסוג 1 בגילים 2 עד 5.9, וכלל שבועיים של טיפול מקובל לסוכרת ואחרים שלושה חודשי שימוש ב-Omnipod 5-במצב אוטומטי. משך הזמן הממוצע עם רמות סוכר גבוהות בדם בלילה לפי נתוני חיישן בטיפול מקובל לעומת Omnipod 5 = 38.4% לעומת 16.9%. משך הזמן הממוצע עם רמות סוכר גבוהות בדם ביום לפי נתוני חיישן בטיפול מקובל לעומת Omnipod 5 = 39.7% לעומת 33.7%. משך הזמן הממוצע עם רמות סוכר נמוכות בדם בלילה לפי נתוני חיישן בטיפול מקובל לעומת Omnipod 5 = 3.41% לעומת 2.13%. משך הזמן הממוצע עם רמות סוכר בדם נמוכות ביום לפי נתוני חיישן בטיפול מקובל לעומת Omnipod 5 = 3.44% לעומת 2.57%.
Sherr JL, et al. Diabetes Care (2022)

©2024 Insulet Corporation. Omnipod, הליגו של Omnipod, Simplify Life ו-SmartAdjust הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברת Insulet Corporation. כל הזכויות שמורות. סימן המילה Bluetooth® והלוגואים הם סימני מסחר רשומים בבעלות SIG, Inc. Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים אלה על-ידי Insulet Corporation נעשה ברשות. כל הסימנים המסחריים האחרים שייכים לבעליהם השונים. השימוש בסימנים מסחריים של צד שלישי אינו מהווה אישור, ואינו מעיד על קשר או זיקה אחרת. Insulet Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Netherlands
INS-ODD-01-2026-00014 V1.0




הפכו את הסוכרת
לחלק קטן יותר
מהחיים

עבור אנשים עם
סוכרת מסוג 1,
בגיל שנתיים
ומעלה

omnipod[®]
5
automated insulin
delivery system

הזלפת אינסולין אוטומטית, ללא צינוריות

Omnipod® 5 היא מערכת בעלת שני חלקים הפועלת בשילוב עם חיישנים תואמים



בקר (Controller) Omnipod 5
שליטה מלאה באמצעות המכשיר הנייד של Omnipod 5.

Pod

ללא צינוריות, ניתן לענידה ועמיד במים[†] עם טכנולוגיית SmartAdjust™ מובנית – אלגוריתם חיזוי להזלפת אינסולין Pod-ה מונח ישירות על הגוף ועוזר לשמור על רמות סוכר בטווח^{1,2}.

החיישן שלכם

בתקשורת רציפה, החיישן* שולח ערכי סוכר ומגמות ל-Pod, כדי לסייע למערכת בקבלת החלטות אוטומטיות להזלפת אינסולין. למידע על רשימת החיישנים התואמים, בקרו בכתובת [Omnipod.co.il](https://www.Omnipod.co.il).

תמונת המסך היא להמחשה בלבד.
Pod-ה מוצג ללא המדבקה הנדרשת להצמדתו.
* החיישן נרשם ונמכר בנפרד. אפשרויות החיישנים התואמים משתנות ממדינה למדינה.
† Pod-ה עמיד במים עם דירוג IP28, עד לעומק של 6.7 מטרים ולמשך עד 60 דקות.
הבקר אינו עמיד במים.

מתאימה את עצמה כדי שאתם לא תצטרכו לעשות זאת

טכנולוגיית **SmartAdjust™** היא המוח שמאחורי מערכת **Omnipod 5**, המסייעת להגן מפני רמות סוכר גבוהות ונמוכות.^{1,2} המערכת חוזה לאן ערכי הסוכר יגיעו בעוד 60 דקות ומבצעת באופן אוטומטי העלאה, הפחתה או השהיה של הזלפת אינסולין כל 5 דקות, בהתאם לערך ולמגמת החיישן שלכם. מינוני בולוס עבור ארוחות ניתנים להזלפה באמצעות בקר **Omnipod 5**.



חישובי ארוחות מבוצעים עבורכם

מחשבון ה-SmartBolus (בולוס חכם) מקל על קביעת כמות האינסולין הנכונה לארוחות וחטיפים. הוא משתמש בערך ובמגמה של החיישן של ילדכם יחד עם כמות הפחמימות כדי לחשב מינון מדויק לארוחה – אין יותר צורך בניחושים. בנוסף, עם כמה הקשות בלבד, על מסך המגע, קל ללמד גם מטפלים אחרים כיצד להשתמש במערכת – כמו סבים, בייביסיטר או האחות בבית הספר.

צאו לדרך עם תכונת פעילות



כאשר מופעלת, תכונת הפעילות (Activity) מפחיתה את הזלפת האינסולין בזמנים שבהם רמות הסוכר נוטות לרדת, כמו במהלך פעילות גופנית. בין אם אתם יוצאים להליכה, הולכים לחדר כושר או מתרגלים יוגה – Omnipod 5 מקלה על שמירת האיזון.

שליטה באמצעות מכשיר נייד



קבלו שליטה מלאה על המערכת בכל רגע, בכמה הקשות פשוטות. מתן בולוס לארוחה, הפעלת תכונת פעילות ואפילו החלפת ה-Pod נראים בדיוק כמו שליחת הודעת טקסט דרך בקר Omnipod 5.